

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd147 Rabbit Monoclonal Antibody - P18572

품목 번호: CM0002382



소개

마우스 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Anti-CD147 rabbit monoclonal antibody입니다. 망막 발달, 면역 세포 부착, 단일카르복실산염 수송 연구를 위한 basigin (EMMPRIN)을 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CD147 Rabbit mAb
비고/별칭	HT-7; CD147; EMMPRIN
종	마우스
GeneID (Human)	682
GeneID	12215
면역원	마우스 CD147 (NP_033898.1)의 아미노산 141-302에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P18572
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백