

Wb 및 Elisa용 항인간 Cd147/Bsg 토끼 단클론 항체 - P35613

품목 번호: CM0006123



소개

인간 CD147/BSG(베이신, EMMPRIN)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로 웨스턴 블롯 및 ELISA에 사용 가능합니다. 마우스와 교차 반응하며 종양 진행, 혈관 신생 및 미생물 감염 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD147/BSG 토끼 단클론 항체
비고/별칭	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAb18G; EMMPRIN; CD147/BSG
종	인간
유전자 ID (인간)	682
유전자 ID	682
면역원	합성 펩타이드 인간 CD147/BSG(P35613)의 아미노산 100-200번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P35613
단백질 분자량	19kDa/22kDa/29kDa/42kDa
배송 방식	아이스 팩