

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd147/Bsg Rabbit Monoclonal Antibody - P35613

품목 번호: CM0007067



### 소개

인간 CD147/BSG (아미노산 286-385 에피토프)를 표적하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 암 생물학, 망막 발달 및 숙주-병원체 상호작용 연구에 사용 가능합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 제품명         | CD147/BSG Rabbit mAb                                     |
| 비고/별칭       | OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; CD147/BSG |
| 종           | 인간                                                       |
| 유전자 ID (인간) | 682                                                      |
| 유전자 ID      | 682                                                      |
| 면역원         | 합성 펩타이드                                                  |
| 원천          | 토끼                                                       |
| 범주          | 단일클론 항체                                                  |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                         |
| 교차 반응성      | 인간                                                       |
| SWISS       | P35613                                                   |
| 단백질 분자량     | 42kDa                                                    |
| 배송          | 아이스백                                                     |