

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Cd147/Bsg 토끼 다클론 항체 - P35613

품목 번호: CM0016940



소개

WB, IHC-P, IP, ELISA용 인간

CD147/BSG(Basigin/EMMPRIN)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다.

CD147은 종양 침습, 혈관신생, 면역 세포 신호 전달 및 병원체 침입에서 기능합니다. IVD 연구 및 분석 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD147/BSG 토끼 pAb
비고/별칭	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; CD147/BSG
종	인간
유전자ID (인간)	682
면역원	인간 CD147/BSG (NP_001719.2)의 아미노산 286-385 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35613
단백질 분자량	42kDa
배송 방법	아이스 팩