

Fc용 Anti-Cd150/Slam 단일클론 항체 - Q9Qum4

품목 번호: CM0005180

소개

마우스 반응성 래빗 단일클론 anti-CD150/SLAM 항체, 유세포 분석용으로 검증됨. 면역 세포 활성화 및 분화에 관여하는 38 kDa 신호 림프구 활성화 분자(SLAMF1)를 표적합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD150/SLAM 래빗 mAb
비고/별칭	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16; CD150/SLAM
종	마우스
GeneID (인간)	6504
GeneID	27218
면역원	마우스 CD150/SLAM (NP_038758.2)의 아미노산 25-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	래빗
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9QUM4
단백질 무게	38kDa
배송	아이스백