

유세포분석용 Anti-Cd150/Slam 단일클론 항체 - Q13291

품목 번호: CM0010925



소개

유세포분석용 인간 CD150/SLAM(SLAMF1)을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 면역세포 조절에 관여하는 37 kDa 신호전달 림프구 활성화 분자를 인식합니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD150/SLAM 단일클론 항체
비고/별칭	SLAM; CD150; CDw150
종	인간
유전자 ID(인간)	6504
유전자 ID	6504
면역원	인간 CD150/SLAM(NP_003028.1)의 아미노산 21-237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q13291
단백질 중량	37kDa
배송	아이스백