

Wb 및 Elisa용 Anti-Cd150/Slam 다클론 항체 - Q13291

품목 번호: CM0022397



소개

인간 CD150/SLAM(SLAMF1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. SLAM은 면역세포 활성화, 분화 및 홍역 바이러스의 세포 진입을 조절합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD150/SLAM 토끼 pAb
비고/별칭	SLAM; CD150; CDw150; CD150/SLAM
종	인간
GeneID(인간)	6504
GeneID	6504
면역원	인간 CD150/SLAM(NP_003028.1)의 아미노산 21-237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13291
단백질 분자량	37kDa
배송	얼음팩