

Anti-Cd151 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P48509

품목 번호: CM0024279

소개

사람 CD151 (UniProt P48509)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 테트라스판닌이 풍부한 마이크로도메인, 세포 부착, 이동 및 혈관생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD151 Rabbit pAb
비고/별칭	EBS7; GP27; MER2; RAPH; SFA1; PETA-3; TSPAN24; CD151
종	사람(Human)
GeneID (사람)	977
GeneID	977
면역원	사람 CD151 (NP_004348.2)의 아미노산 113-221에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P48509
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백