

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd152/Ctla-4 다클론 항체 - P16410

품목 번호: CM0022324



소개

이 토끼 다클론 항체로 인간 CTLA-4(CD152)를 검출할 수 있으며, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포외 도메인을 표적으로 하는 재조합 면역원이 사용되었으며, 면역 관문 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD152/CTLA-4 토끼 pAb
비고/별칭	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3; CD152/CTLA-4
종	인간
GeneID (인간)	1493
GeneID	1493
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P16410
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩