

웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Cd152/Ctla-4 Rabbit Monoclonal Antibody - P16410

품목 번호: CM0007331



소개

인간 CD152/CTLA-4 (CTLA4)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 면역원: 재조합 단백질. 인간과 교차 반응합니다. T세포 면역 조절 및 면역 체크포인트 연구를 위한 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD152/CTLA-4 Rabbit mAb
비고/별칭	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3; CD152/CTLA-4
종	인간
GeneID	1493
면역원	인간 CD152/CTLA-4 (NP_005205.2)의 아미노산 37-162에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P16410
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백