

Anti-Cd153 단일클론 항체 (유세포분석용) - P32971

품목 번호: CM0004869

소개

로 접합된 인간 CD153 (CD30L) 단일클론 항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. T세포 증식 및 CD30/CD30L 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD153 mAb
비고/별칭	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
종(Species)	Human
GeneID (Human)	944
GeneID	944
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 인간 CD153 (NP_001235.1)의 아미노산 63-234에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P32971
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)