


Anti-Cd155 (Pvr/Necl-5) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P15151

품목 번호: CM0018844



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-CD155 토끼 폴리클론 항체. NK 세포 부착, 종양 침습 및 바이러스 진입에 관여하는 인간 폴리오바이러스 수용체(PVR/NECL-5)를 인식합니다. 약 39-45 kDa의 다중 아이소폼.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD155 Rabbit pAb
비고/별칭	PVR; CD155; HVED; NECL5; Necl-5; PVS; TAGE4; 폴리오바이러스 수용체
종	인간
유전자 ID (인간)	5817
유전자 ID	5817
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P15151
단백질 무게	39kDa/40kDa/42kDa/45kDa
배송	아이스백