


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd155/Pvr 단일클론 항체 - P15151

품목 번호: CM0005081



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 CD155/PVR 토끼 단일클론 항체입니다. NK 세포 부착 분자이자 폴리오바이러스 수용체인 인간 CD155/PVR에 반응하며, 종양 면역 회피에 관여합니다. 암 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD155/PVR Rabbit mAb
비고/별칭	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5817
GeneID	5817
면역원(Immunogen)	인간 CD155/PVR (NP_006496.4)의 아미노산 21-343에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P15151
단백질 분자량(Protein Weight)	45kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)