


Wb, Elisa용 Anti-Cd155/Pvr 폴리클로날 항체 - P15151

품목 번호: CM0027506



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA를 위한 인간 CD155/PVR에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 마우스와의 교차 반응성이 검증됨. NK 세포 접착, 종양 면역학 및 바이러스학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD155/PVR Rabbit pAb
비고/별칭	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5; CD155/PVR
종	인간
유전자 ID (인간)	5817
유전자 ID	5817
면역원	인간 CD155/PVR (NP_006496.4)의 아미노산 220-345에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P15151
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백