


Wb, Elisa용 Anti-Cd155/Pvr 토끼 단일클론 항체 - P15151

품목 번호: CM0010490



소개

사람 CD155/PVR(폴리오바이러스 수용체)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. NK 세포 생물학, 종양 면역학 및 바이러스 감염 기전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD155/PVR 토끼 mAb
비고/별칭	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5; CD155/PVR
종	사람
유전자 ID (사람)	5817
유전자 ID	5817
면역원	합성 펩타이드(사람 CD155/PVR(P15151)의 아미노산 250~350번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드)
기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	P15151
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백