


유세포분석용 Anti-Cd157/Bst-1 단클론 항체 - Q10588

품목 번호: CM0005532



소개

유세포분석용 접합 토끼 항-인간 CD157/BST-1 단클론 항체입니다. 순환 ADP-리보스 신호전달에 관여하는 GPI-고결합 효소인 CD157/BST-1를 표적합니다. 인간 샘플의 면역표현형 분석 및 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD157/BST-1 mAb
비고/별칭	CD157; cADPR2; BST1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	683
항원(Immunogen)	인간 CD157/BST-1 (NP_004325.2)의 아미노산 29-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q10588
단백질 분자량	36kDa/29kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)