

유세포분석용 항-Cd158A/Kir2Dl1 단클론 항체 - P43626

품목 번호: CM0004705



소개

인간 CD158a/KIR2DL1에 대한 토끼 단클론 항체로, 유세포분석에서 검증되었습니다. HLA-C 대립유전자와 상호작용하는 억제성 NK 세포 수용체를 인식합니다. 분자량: 38/41 kDa. 스위스프로트: P43626.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	토끼 항-인간 CD158a/KIR2DL1 단클론 항체
비고/별칭	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
종	인간
유전자ID (인간)	3802
면역원	인간 CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2)의 아미노산 22-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질/재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P43626
단백질 분자량	38kDa/41kDa
배송	아이스백