

Fc용 Anti-Cd16 Biotinylated Monoclonal Antibody - P08637 / O75015

품목 번호: CM0010040



소개

사람 및 안드로이스 원숭이(Cynomolgus) CD16 (FCGR3A/FCGR3B)에 대한 비오틴 표지 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증되었습니다. ADCC 및 NK 세포 연구에 적합합니다. 타겟: P08637/O75015.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Biotin Rabbit anti-Human/Monkey CD16 mAb
비고/별칭	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	2214/2215
유전자 ID	2214/2215
면역원(Immunogen)	사람 CD16 (P08637/O75015)의 아미노산 20-208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 안드로이스 원숭이 (Cynomolgus)
SWISS	P08637/O75015
단백질 분자량	29KDa/26KDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)