

유세포 분석용 항-Cd16 단일클론 항체 - P08637 / O75015

품목 번호: CM0007748



소개

인간 및 시노물구스 샘플의 유세포 분석(FC)에 대해 검증된 항-CD16 토끼 단일클론 항체입니다. ADCC, NK 세포 및 면역종양학 연구를 위해 FCGR3A/FCGR3B(CD16a/CD16b)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간/원숭이 CD16 mAb
비고/별칭	CD16; FCGR3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
종	인간
GeneID (인간)	2214/2215
GeneID	2214/2215
면역원	재조합 단백질: 인간 FCGR3A/FCGR3B(P08637/O75015)의 아미노산 20~208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스
SWISS	P08637/O75015
단백질 분자량	29KDa/26KDa
배송	아이스팩