

Wb, Elisa용 항인간 Cd16 토끼 단클론 항체 - P08637 / O75015

품목 번호: CM0005111



소개

인간 CD16(FcγRIIIA)을 인식하는 토끼 단클론 항체로 마우스와 교차반응성을 가지며 WB 및 ELISA 응용분야에서 검증되었습니다. ADCC 및 면역 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD16 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
종	인간
유전자 ID (인간)	2214/2215
유전자 ID	2214/2215
면역원	재조합 단백질 인간 CD16의 아미노산 20-208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (P08637).
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용분야	WB, ELISA
교차반응성	인간, 마우스
SWISS	P08637/O75015
단백질 분자량	29KDa/26KDa
배송	아이스백