

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd16 토끼 단일클론 항체 - P08637/O75015

품목 번호: CM0007702



소개

사람 CD16 (FCGR3A/FCGR3B)에 대한 고훈이성 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 큰턱원숭이와 교차 반응합니다. ADCC 및 NK 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD16 Rabbit mAb
비고/별칭	CD16; FCGR3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	2214/2215
면역원	사람 CD16b (NP_000561.3)의 아미노산 20-208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 큰턱원숭이 (Human, Rat, Cynomolgus monkey)
SWISS	P08637/O75015
단백질 분자량	29 kDa/26 kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)