

Wb, If-P, Fc, Elisa용 Anti-Cd161 Rabbit Monoclonal Antibody - Q12918

품목 번호: CM0006314



소개

인간 CD161 (KLRB1)에 대한 Rabbit monoclonal antibody입니다. WB, IF-P, FC, ELISA에서 검증되었습니다. 25 kDa 단백질을 검출합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. NK 세포 및 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD161 Rabbit mAb
비고/별칭	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
종	인간
GeneID	3820
면역원	인간 CD161의 아미노산 67-225 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_002249.1)
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF-P, FC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12918
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백