

## Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Cd162/Psgl-1 단일클론 항체 - Q14242

품목 번호: CM0010780



### 소개

인간에서 WB, IF/ICC, FC, ELISA에 대해 검증된 Anti-CD162/PSGL-1 Rabbit 단일클론 항체입니다. 표적은 백혈구 롤링 및 염증에 관여하는 셀렉틴 리간드입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                       |
|----------------|-----------------------------------------|
| 제품명            | CD162/PSGL-1 Rabbit mAb                 |
| 비고/별칭          | CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1 |
| 종              | 인간                                      |
| GeneID (Human) | 6404                                    |
| GeneID         | 6404                                    |
| 면역원            | 재조합 단백질                                 |
| 원천             | 토끼                                      |
| 카테고리           | 단일클론 항체                                 |
| 응용 분야          | WB, IF/ICC, FC, ELISA                   |
| 교차 반응성         | 인간                                      |
| SWISS          | Q14242                                  |
| 단백질 분자량        | 43 kDa/45 kDa                           |
| 배송             | 아이스백                                    |