

If-P, Ihc-P, Fc, Elisa용 Anti-Cd162/Psgl-1 토끼 단일클론 항체 - Q3Ta56

품목 번호: CM0011277

소개

마우스 CD162/PSGL-1(SWISS Q3TA56)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. IF-P, IHC-P, FC 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 연구 및 IVD 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD162/PSGL-1 토끼 mAb
비고/별칭	CD162; Psgl1; Selp1; Selp1; Psgl-1
종	마우스
GeneID (Human)	6404
GeneID	20345
면역원	마우스 CD162/PSGL-1(NP_033177.3)의 아미노산 18-320에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IF-P, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q3TA56
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩