

Anti-Cd162/Psgl-1 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q14242

품목 번호: CM0007644



소개

인간 CD162/PSGL-1(P-셀렉틴 당단백질 리간드 1)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 염증 및 백혈구 부착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD162/PSGL-1 토끼 mAb
비고/별칭	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
종(Species)	인간(human)
GeneID (인간)	6404
GeneID	6404
면역원(Immunogen)	인간 CD162/PSGL-1 (NP_002997.2)의 아미노산 42-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q14242
단백질 분자량	43KDa/44KDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)