

웨스턴 블롯(Wb), 면역형광/면역세포화학(If/Icc), 면역형광-파라핀(If-P),
면역조직화학-파라핀(Ihc-P), Elisa용 Anti-Cd162/Psgl-1 Rabbit Polymab[®]
단일클론 항체 - Q14242 / Q3Ta56

품목 번호: CM0008081



소개

인간/마우스 CD162/PSGL-1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다. 염증에서 백혈구 롤링의 주요 매개체인 인간, 마우스, 랫드 PSGL-1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD162/PSGL-1 Rabbit PolymAb [®]
비고/별칭	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
종 특이성	인간/마우스
유전자 ID (인간)	6404
유전자 ID	6404/20345
면역원	인간/마우스 CD162/PSGL-1 재조합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14242/Q3TA56
단백질 분자량	43kDa/42kDa
배송	아이스백