


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd163 폴리클로날 항체 - Q86Vb7

품목 번호: CM0026152



소개

인간 CD163에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플의 내인성 CD163을 검출합니다. 125 kDa 헤모글로빈 스캐빈저 수용체를 표적으로 합니다. 대식세포 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD163 Rabbit pAb
비고/별칭	M130; MM130; SCAR1; CD163
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9332
GeneID	9332
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드/인간 CD163 (NP_004235.4?)의 아미노산 750-1050 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q86VB7
단백질 분자량	125kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)