


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd163 Rabbit Polymab® - Q86Vb7 / Q2Vlh6

품목 번호: CM0004316



소개

CD163 (M130)을 타겟팅하는 고품질의 토끼 단일클론 항체로, 사람, 쥐, 랫트, 큰귀원숭이 샘플에서 WB, IHC-P, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 대식세포 및 염증 연구에 이상적이며, ~121-125 kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	CD163 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	M130; MM130; SCAR11; CD163v2; CD163v3
종(Species)	사람/쥐
GeneID (사람)	9332
GeneID	9332/93671
면역원(Immunogen)	사람/쥐 CD163의 재조합 단백질.
공급원(Source)	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람, 쥐, 랫트, 큰귀원숭이
SWISS	Q86VB7/Q2VLH6
단백질 분자량	121kDa/125kDa
배송(Shipping)	아이스백