

Anti-Cd163L1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nr16

품목 번호: CM0015907



소개

인간 CD163L1 (M160)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 랫드와 반응합니다. 청소 수용체 기능 및 대식세포 생물학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CD163L1 Rabbit pAb
비고/별칭	WC1; M160; STAR; CD163B; SCAR12; CD163L1
종	인간
GeneID (인간)	283316
GeneID	283316
면역원	인간 CD163L1 (NP_777601.2)의 아미노산 350-550에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	Q9NR16
단백질 분자량	159kDa
배송	아이스백