


## 유세포 분석용 Anti-Cd166/Alcam 단일클론 항체 () - Q13740

품목 번호: CM0012306



### 소개

유세포 분석용 재조합 토끼 항-인간 CD166/ALCAM 단일클론 항체 (클론: ). T-세포 활성화 및 조혈작용에 관여하는 면역글로불린 초가족 세포 접착 분자인 CD166 (ALCAM)을 인식합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명            | Rabbit anti-Human CD166/ALCAM mAb                            |
| 비고/별칭          | MEMD; CD166                                                  |
| 종              | 인간                                                           |
| GeneID (Human) | 214                                                          |
| GeneID         | 214                                                          |
| 면역원            | 인간 CD166/ALCAM(NP_001618.2)의 아미노산 28-526 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천             | 토끼                                                           |
| 범주             | 단일클론 항체                                                      |
| 응용 분야          | FC                                                           |
| 교차 반응성         | 인간                                                           |
| SWISS          | Q13740                                                       |
| 단백질 분자량        | 65kDa                                                        |
| 배송             | 아이스백                                                         |