


Anti-Cd166/Alcam 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q13740

품목 번호: CM0006732



소개

인간 CD166/ALCAM을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와의 교차 반응성을 가집니다. 세포 접착, T 세포 활성화 및 면역 시냅스 형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD166/ALCAM 토끼 mAb
비고/별칭	MEMD; CD166; CD166/ALCAM
종	인간
GeneID (인간)	214
GeneID	214
면역원	인간 CD166/ALCAM의 아미노산 28-526에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001618.2).
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q13740
단백질 중량	65kDa
배송	아이스백