


Wb 및 Elisa용 항-Cd166/Alcam 다클론 항체 - Q13740

품목 번호: CM0021289



소개

사람 CD166/ALCAM(Q13740)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람 및 마우스와 교차 반응합니다. 세포 접착, T세포 활성화 및 조혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD166/ALCAM 토끼 pAb
비고/별칭	MEMD; CD166; CD166/ALCAM
종	사람
GeneID (사람)	214
GeneID	214
면역원	사람 CD166/CD166/ALCAM(NP_001618.2)의 아미노산 28-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q13740
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스팩