

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cd168/Rhamm 단클론 항체 - O75330

품목 번호: CM0003524

소개

인간 CD168/RHAMM(O75330)에 대한 토끼 단클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에 이상적이며 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 히알루로난 매개 세포 운동성과 암 전이를 연구하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD168/RHAMM 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CD168; IHABP; RHAMM; CD168/RHAMM
종	인간
유전자 ID (인간)	3161
유전자 ID	3161
면역원	합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75330
단백질 분자량	84kDa
배송 방법	아이스백