

Wb, Elisa용 항-Cd168/Rhamm 다클론 항체 - O75330

품목 번호: CM0028334

소개

인간 CD168/RHAMM에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성을 가집니다. 히알루로난 매개 세포 운동성 및 전이 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD168/RHAMM 토끼 pAb
비고/별칭	CD168; IHABP; RHAMM; CD168/RHAMM
종	인간
유전자ID (인간)	3161
유전자ID	3161
면역원	인간 CD168/RHAMM (NP_001136028.1)의 아미노산 341-440에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75330
단백질 분자량	84kDa
배송 방법	아이스 팩