

Anti-Cd168/Rhamm Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, If, Elisa - O75330

품목 번호: CM0017041

소개

인간 CD168/RHAMM를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체, KO 검증 완료. 재조합 면역원 (aa1-300). WB, IF/ICC 및 ELISA에서 히알루론산 수용체를 검출합니다. 세포 이동, 전이 및 신호 전달에 관한 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] CD168/RHAMM Rabbit pAb
비고/별칭	CD168; IHABP; RHAMM; MM
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3161
유전자 ID	3161
면역원	인간 CD168/RHAMM (NP_001136028.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O75330
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)