

Wb, Fc, Elisa용 항-Cd16B 토끼 단일클론 항체 - O75015

품목 번호: CM0007904



소개

인간 CD16b(FcγRIIb)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, FC, ELISA용으로 검증되었으며 26kDa 밴드를 검출합니다. Fc 수용체 매개 면역 복합체 포획 및 호중구 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD16b 토끼 mAb
비고/별칭	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIb
종	인간
유전자 ID (인간)	2215
유전자 ID	2215
면역원	재조합 단백질: 인간 CD16b(NP_000561.3)의 아미노산 20-208번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75015
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스팩