


유세포 분석용 항-Cd170/Siglec-5 단클론 항체 - O15389

품목 번호: CM0005651



소개

인간 CD170/Siglec-5에 대한 토끼 단클론 항체, 유세포 분석(FC)에 검증됨. 면역학 연구에서 골수 세포 부착 및 시알산 결합 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 CD170/Siglec-5 mAb
비고/별칭	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
종	인간
GeneID (인간)	8778
GeneID	8778
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	O15389
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백