

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cd171/L1Cam 단클론 항체 - P32004

품목 번호: CM0007117



소개

인간 CD171/L1CAM에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC(파라핀), ELISA에서 검증되었습니다. 뇌 연구에서 신경 발달, 이동 및 시냅스 가소성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD171/L1CAM 토끼 단클론 항체
비고/별칭	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
종	인간
유전자ID (인간)	3897
유전자ID	3897
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P32004
단백질 분자량	140kDa
배송 방식	아이스 팩