

Anti-Cd171/L1Cam Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P32004

품목 번호: CM0027826



소개

CD171/L1CAM에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 래트 L1CAM 인식. 신경세포 접착, 이동 및 시냅스 가소성에 대한 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD171/L1CAM Rabbit pAb
비고/별칭	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
종	인간
유전자 ID (인간)	3897
유전자 ID	3897
면역원	인간 CD171/L1CAM (NP_000416.1)의 아미노산 1143-1257에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P32004
단백질 분자량	140kDa
배송	아이스팩