

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd172A/Sirpa 폴리클로날 항체 - P78324

품목 번호: CM0026579



소개

CamelBio는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 anti-CD172a/SIRPα 토끼 폴리클로날 항체를 제공합니다.

인간, 마우스, 랫트 SIRPα (55 kDa)를 인식합니다.

식세포 작용 조절, 면역 신호 전달 및 시냅스 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD172a/SIRPα Rabbit pAb
비고/별칭	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1; CD172a/SIRPα
종	Human
GeneID (인간)	140885
GeneID	140885
면역원	인간 CD172a/SIRPα (NP_542970.1)의 아미노산 220-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P78324
단백질 분자량	55 kDa
배송	아이스 팩