

Wb, Elisa용 Anti-Cd177 폴리클로날 항체 - Q8N6Q3

품목 번호: CM0026565

소개

CD177 Rabbit pAb는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체로, 인간 호중구에 발현되는 CD177 항원(NB1/PRV1)을 타겟으로 합니다. 면역학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD177 Rabbit pAb
비고/별칭	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP; CD177
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	57126
유전자 ID	57126
면역원(Immunogen)	인간 CD177 (NP_065139.2)의 아미노 35-285에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q8N6Q3
단백질 분자량(Protein Weight)	51kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)