

Fc, Elisa용 Anti-Cd177 토끼 단일클론 항체 - Q8N6Q3

품목 번호: CM0012277

소개

인간 CD177 항원(NB1/PRV-1)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 호중구 활성화, 접착 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD177 토끼 mAb
비고/별칭	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; CD177 항원
종	인간
GeneID (인간)	57126
GeneID	57126
면역원	인간 CD177(NP_065139.2)의 아미노산 22-407에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질입니다.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N6Q3
단백질 분자량	15kDa/27kDa/46kDa
배송	얼음팩