

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd177 토끼 단일클론 항체 - Q8N6Q3

품목 번호: CM0007132

소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 CD177 토끼 단일클론 항체. 호중구 특이적 GPI 결합 단백질인 인간 CD177 항원(NB1/PRV-1/HNA-2a)을 검출하며, 세포 접착 및 이동에 관여합니다. 염증, 혈액학 및 자가면역 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD177 토끼 mAb
비고/별칭	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP; CD177
종	인간
유전자 ID (인간)	57126
면역원	인간 CD177(NP_065139.2)의 아미노산 22-407에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N6Q3
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩