


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cd18 Rabbit Monoclonal Antibody - P05107

품목 번호: CM0008572



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Rabbit monoclonal anti-human CD18 (ITGB2) 항체입니다. 인간, 마우스, 래트의 인테그린 베타-2 (85 kDa)를 인식하며, 백혈구 부착 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD18 Rabbit mAb
비고/별칭	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
종	인간
GeneID	3689
면역원	인간 CD18 (NP_000202.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05107
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스팩