

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Cd19 단일클론 항체 - P15391

품목 번호: CM0004010



소개

인간 CD19를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. B 세포 수용체 신호 전달 및 면역결핍 연구에 중요합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD19 토끼 mAb
비고/별칭	B4; CVID3; CD19
종	인간
GeneID (인간)	930
GeneID	930
면역원	합성 펩타이드: 인간 CD19의 아미노산 456-556에 해당하는 서열의 합성 펩타이드. (NP_001761.3)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P15391
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백