


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cd19 다클론 항체 - P15391

품목 번호: CM0024854



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 토끼 CD19 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 CD19를 인식합니다. B세포 신호 연구 및 림프구성 백혈병 연구에 이상적입니다. 맞춤형 IVD 원료재료 파트너를 만나보세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD19 토끼 pAb
비고/별칭	B4; CVID3; CD19
종	인간
유전자 ID (인간)	930
면역원	인간 CD19 (NP_001761.3)의 아미노산 457-556 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15391
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백