

Wb, Elisa용 항-Cd19 토끼 단일클론 항체 - P15391

품목 번호: CM0006763



소개

인간 CD19 단백질에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드 CD19과 반응합니다. B세포 면역학 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD19 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	B4; CVID3; CD19
종	인간
GeneID (인간)	930
면역원	인간 CD19 재조합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P15391
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩