


Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 항-Cd1D 모노클로날 항체 - P15813

품목 번호: CM0004761



소개

인간 CD1d에 대한 재조합 토끼 모노클로날 항체로, WB, IF/ICC, FC, ELISA에 적합합니다. NKT 세포에 대한 당지질 제시에 관여하는 항원 제시 당단백질을 표적으로 합니다. 인간 샘플에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD1d Rabbit mAb
비고/별칭	R3; CD1A; R3G1; CD1d
종	인간(Human)
GeneID (인간)	912
GeneID	912
면역원	인간 CD1d (NP_001757.1)의 아미노산 20-301에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P15813
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백