


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Cd1D 토끼 단일클론 항체 - P11609 / P11610

품목 번호: CM0004196



소개

WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 Anti-CD1d 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫트와 반응합니다. 당지질 항원 제시 및 NKT 세포 기능의 면역학적 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD1d Rabbit mAb
비고/별칭	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
종(Species)	마우스
유전자 ID (인간)	912
유전자 ID	12479/12480
면역원(Immunogen)	마우스 CD1d (NP_031665.2/NP_031666.2)의 아미노산 22-305에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	P11609/P11610
단백질 분자량	39 kDa/38 kDa
배송	아이스백