


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cd1D 토끼 다클론 항체 - P15813

품목 번호: CM0019312



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 인간 CD1D 토끼 다클론 항체입니다. 생쥐와 교차 반응성을 가집니다. 당지질 제시 및 NKT 세포 생물학 연구에 유용한 도구입니다 (SWISS P15813).

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD1D 토끼 pAb
비고/별칭	R3; CD1A; R3G1; CD1D
종	인간
GeneID (인간)	912
GeneID	912
면역원	인간 CD1D (NP_001757.1)의 아미노산 20-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P15813
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩